


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-CLN5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075503

Numéro d'article: CM0013159



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CLN5 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Reconnaît la bis(monoacylglycérol)phosphate synthase CLN5, une enzyme lysosomiale impliquée dans la synthèse du BMP et la céroïne lipofuscinose neuronale. Idéal pour la recherche sur les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLN5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CLN5; NCL
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1203
GenelD	1203
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96-407 de CLN5 humain (NP_006484.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075503
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace