

Anticorps Polyclonal Anti-CLNS1A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P54105

Numéro d'article: CM0019517



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CLNS1A (pICln) humain pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Impliqué dans l'assemblage des snRNP splicingosomiques et la méthylation des protéines Sm. Convient pour la recherche sur l'épissage de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CLNS1A Lapin pAb
Remarques/Alias	CLCI, ICln, CLNS1B, CLNS1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1207
GeneID	1207
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-237 du CLNS1A humain (NP_001284.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54105
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace