

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-CLNS1A Pour Wb, Elisa - P54105

Numéro d'article: CM0024834



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CLNS1A (sous-unité pICln du méthylosome) pour utilisation en Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains ; essentiel pour la recherche sur l'assemblage du spliceosome et l'épissage des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLNS1A Lapin pAb
Remarques/Alias	CLCI ; ICln ; CLNS1B ; CLNS1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1207
GeneID	1207
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-237 de la protéine humaine CLNS1A (NP_001284.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P54105
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace