


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Clock Pour Wb Et Elisa - O15516

Numéro d'article: CM0012319



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CLOCK validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec CLOCK humain, de souris et de rat. Immunogène constitué d'un peptide synthétique (aa 100-200). Idéal pour les recherches sur le rythme circadien et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb CLOCK de lapin
Remarques/Alias	KAT13D ; bHLHe8 ; CLOCK
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9575
GeneID	9575
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de CLOCK humain (NP_004889.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O15516
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace