

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clock Pour Wb, Elisa - O15516

Numéro d'article: CM0028150



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CLOCK humain (KAT13D/bHLHe8), validé pour les applications Western blot et ELISA. Détecte CLOCK dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur le rythme circadien et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLOCK Rabbit pAb
Remarques / Alias	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9575
GeneID	9575
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-600 de CLOCK humain (NP_004889.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15516
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace