


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clpb Pour Ihc-P, Elisa - Q9H078

Numéro d'article: CM0022714



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CLPB humain, validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le CLPB de souris et de rat. Utile pour l'étude de l'homéostasie des protéines mitochondriales et de l'immunité antivirale innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLPB pAb de lapin
Remarques/alias	CLPB ; ANKCLB ; HSP78 ; MEGCANN ; MGCA7 ; SKD3 ; homologue de la protéine B de la peptidase caséinolytique
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	81570
GeneID	81570
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 572 à 707 du CLPB humain (NP_110440.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H078
Poids moléculaire	57 kDa/72 kDa/74 kDa/75 kDa/78 kDa
Expédition	Sac réfrigérant