


Anticorps Monoclonal Anti-Clpp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16740

Numéro d'article: CM0009114



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CLPP pour Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Cible la sous-unité de la protéase mitochondriale ClpXP, une protéine de 30 kDa essentielle au contrôle de la qualité des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CLPP
Remarques/Alias	DFNB81 ; PRLTS3 ; CLPP
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8192
GenelD	8192
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 178 et 277 de la CLPP humaine (Q16740).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q16740
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant