


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clpp Pour Wb, Elisa - Q16740

Numéro d'article: CM0029763



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CLPP humaine (protéase ClpP mitochondriale) pour applications Western blot et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur le contrôle qualité des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLPP Rabbit pAb
Remarques / Alias	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8192
GeneID	8192
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16740
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace