

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Clptm1 Pour Wb Et Elisa - 096005

Numéro d'article: CM0011077

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine CLPTM1 humaine (protéine transmembranaire de la fente labiale et palatine 1). Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain. Utilisation pour la recherche sur le traitement des protéines ancrées par GPI et la signalisation GABAergique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLPTM1 Lapin mAb
Remarques/Alias	CLPTM1; protéine transmembranaire
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1209
ID de gène	1209
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la CLPTM1 humaine (096005)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	096005
Poids moléculaire	76kDa
Expédition	Sac de glace