

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clptm1 Pour Wb Et Elisa - 096005

Numéro d'article: CM0025129

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CLPTM1 humain. Convient pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. À utiliser pour étudier la transmission GABAergique, le scrambling lipidique et le traitement de l'ancre GPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CLPTM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CLPTM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1209
Identifiant du gène	1209
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de CLPTM1 humain (NP_001285.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	096005
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace