


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Clpx Pour Wb, Elisa - 076031

Numéro d'article: CM0003266



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre la protéine CLPX mitochondriale humaine, une chaperonne dépendante de l'ATP. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude du contrôle qualité des protéines mitochondriales et de la biosynthèse de l'hème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLPX Rabbit mAb
Remarques/Alias	EPP2; CLPX
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	10845
GeneID	10845
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 534 et 633 de la CLPX humaine (076031).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	076031
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace