


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clspn (Claspin) Pour Wb, Elisa - Q9Haw4

Numéro d'article: CM0023112



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CLSPN/Claspin humain (UniProt Q9HAW4). Adapté pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude des points de contrôle des dommages à l'ADN, de la stabilité des fourches de réplication et de la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLSPN Rabbit pAb
Remarques / Alias	CLSPN; claspin
Espèce	Humain
GeneID (humain)	63967
GeneID	63967
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 650 et 750 de CLSPN humain (NP_001177410.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HAW4
Poids de la protéine	151 kDa
Expédition	Sachet isotherme