

Anticorps Polyclonal Anti-Clstn3 Pour Wb, Elisa - Q9Bqt9

Numéro d'article: CM0013051

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Calsynténine-3 (CLSTN3) humaine, adapté aux applications Western blot et ELISA. Détecte la CLSTN3 de souris, avec un poids moléculaire prédit de 106 kDa. Idéal pour les études sur la biologie des synapses et la thermogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CLSTN3 pAb de lapin
Remarques / Alias	CSTN3; CDHR14; alcbeta; CLSTN3
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	9746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 730-850 de la CLSTN3 humaine (NP_055533.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9BQT9
Poids de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac de glace