

Anticorps Polyclonal Anti-Clta Pour Wb, Elisa - P09496

Numéro d'article: CM0028616



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chaîne légère de clathrine A (CLTA) humaine. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Il soutient la recherche sur l'endocytose et le fuseau mitotique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLTA Rabbit pAb
Remarques / Alias	LCA; CLTA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1211
GeneID	1211
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-218 de la CLTA humaine (NP_001824.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09496
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace