

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cltb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09497

Numéro d'article: CM0029620

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CLTB humaine (Chaîne légère de la clathrine B), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur les puits et vésicules recouverts.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLTB Rabbit pAb
Remarques / Alias	LCB; CLTB
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	1212
ID du gène	1212
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-211 de la CLTB humaine (NP_001825.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09497
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sachet de glace