

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cluh (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - 075153

Numéro d'article: CM0014260

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CLUH (CLU1) humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte CLUH humain et murin. Utile pour l'étude de la biogenèse mitochondriale et de la distribution cytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLUH Rabbit pAb
Remarques / Alias	CLU1; CLUH
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	23277
GenelD	23277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1120-1309 de CLUH humain (NP_056044.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris
SWISS	075153
Poids de la protéine	147 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace