


## Anticorps Polyclonal Anti-Clusterin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10909

Numéro d'article: CM0017974



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Clusterine (ApoJ, TRPM-2), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose, le complément et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Clusterine Lapin pAb                                                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Clusterine                                                          |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                    |
| GenelD (humain)    | 1191                                                                                                                                                      |
| GenelD             | 1191                                                                                                                                                      |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-449 de la chaîne alpha de la Clusterine humaine (NP_976084.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                     |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                       |
| SWISS              | P10909                                                                                                                                                    |
| Poids moléculaire  | 52kDa                                                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                              |