


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Clusterin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Numéro d'article: CM0002171



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant anti-Clusterin validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le Clusterin humain, une chaperonne extracellulaire impliquée dans l'apoptose, l'inhibition du complément et l'agrégation des protéines. Convient aux applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Clusterin Rabbit mAb
Remarques/Alias	CLI, AAG4, APOJ, CLU1, CLU2, KUB1, SGP2, APO-J, SGP-2, SP-40, TRPM2, TRPM-2, NA1/NA2, Clusterin
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1191
ID de gène	1191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 314-449 de la chaîne alpha du Clusterin humain (NP_001822.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10909
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace