

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clvs2 Pour Wb, Elisa - Q5Syc1

Numéro d'article: CM0023124

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Clavésine-2 (CLVS2) humaine, validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier la morphologie endosomale/lysosomale et le trafic protéique neuronal. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CLVS2
Remarques/Alias	RLBP1L2, C6orf212, C6orf213, bA160A10.4, CLVS2
Espèce	Humain
Identifiant du gène	134829
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-327 de la CLVS2 humaine (NP_001010852.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5SYC1
Poids moléculaire de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace