

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cmas Pour Wb Et Elisa - Q8Nfw8

Numéro d'article: CM0015004

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CMAS humain (CMP-N-acétylneuraminase synthase). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie de l'acide sialique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CMAS Rabbit pAb
Remarques/Alias	CSS ; CMAS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55907
GeneID	55907
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-263 du CMAS humain (NP_061156.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NFW8
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace