


Anticorps Polyclonal Anti-Cmklr1 Pour Wb Et Elisa - Q99788

Numéro d'article: CM0021350



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CMKLR1 humain (ChemR23), validé pour la WB et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation métabolique et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CMKLR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1240
GeneID	1240
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de CMKLR1 humain (NP_001135815.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q99788
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Pack de glace