

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cmtm6 Pour Wb, Elisa - Q9Nx76

Numéro d'article: CM0002386

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CMTM6 de haute qualité pour western blot (WB) et ELISA. Reconnaît le CMTM6 humain et rat, un régulateur majeur du recyclage du PD-L1 et de l'anergie des cellules T. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaire et les études en immunologie cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CMTM6 Lapin mAb
Remarques/Alias	CKLFSF6; PRO2219; CMTM6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	54918
ID de Gène	54918
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 84-183 du CMTM6 humain (NP_060271.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NX76
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace