

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cnbp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62633

Numéro d'article: CM0013267

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CNBP pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Adapté pour l'étude de la répression transcriptionnelle et la liaison à l'ARN. Protéine de 19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNBP Rabbit pAb
Remarques / Alias	DM2; ZNF9; CNBP1; PROMM; RNF163; ZCCHC22; CNBP
Espèce	Humain
Identifiant de gène	7555
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70 et 170 de la CNBP humaine (NP_001120668.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62633
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace