

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cndp2 Pour Wb Et Elisa - Q96Kp4

Numéro d'article: CM0013858



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CNDP2, validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Dipeptidase non spécifique cytosolique impliquée dans le métabolisme du glutathion et la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CNDP2
Remarques/Alias	CN2 ; CPGL ; PEPA ; HsT2298 ; HEL-S-13 ; CNDP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55748
ID du gène	55748
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de CNDP2 humain (NP_060705.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KP4
Poids protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace