

## Anticorps Polyclonal Anti-Cnga2 Pour Wb, Elisa - Q16280

Numéro d'article: CM0027294



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CNGA2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation olfactive et les canaux ioniques activés par les nucléotides cycliques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | CNGA2 Rabbit pAb                                                                                                                            |
| Remarques/Alias                  | CNCA; CNG2; CNCA1; OCNC1; OCNCa; OCNCALPHA; CNGA2                                                                                           |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                      |
| GeneID (Humain)                  | 1260                                                                                                                                        |
| GeneID                           | 1260                                                                                                                                        |
| Immunogène                       | Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du CNGA2 humain (NP_005131.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                                       |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                         |
| SWISS                            | Q16280                                                                                                                                      |
| Poids moléculaire de la protéine | 76 kDa                                                                                                                                      |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                |