

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cnga3 Pour Wb, Elisa - Q16281

Numéro d'article: CM0027386



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CNGA3 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît la sous-unité alpha-3 du canal cGMP dépendant des photorécepteurs coniques, clé dans la phototransduction. Réagit de manière croisée avec Humain, Souris, Rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNGA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	CNG3; ACHM2; CCNC1; CCNCa; CNGG3; CCNCalpha; CNGA3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1261
GenelD	1261
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 du CNGA3 humain (NP_001289.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16281
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace