

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cnga4 Pour Wb, Elisa - Q8lv77

Numéro d'article: CM0013013



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CNGA4, adapté aux applications WB et ELISA, réagit avec des échantillons humains et murins. CNGA4 est un canal à nucléotide cyclique impliqué dans la transduction du signal olfactif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNGA4 Lapin pAb
Remarques/Alias	CNG4; CNG5; CNCA2; CNG-4; CNGB2; OCNC2; OCNCb; OCNCBETA; CNGA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1262
GeneID	1262
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 416-575 de CNGA4 humain (NP_001032406.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8lv77
Poids protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace