

Anticorps Polyclonal Anti-Cnmd Pour Wb, Elisa - 075829

Numéro d'article: CM0023317

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CNMD humain (CHM1/LECT1), validé pour WB et ELISA. Régule la croissance des chondrocytes et l'angiogenèse ; adapté à la recherche sur le développement squelettique et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CNMD Lapin pAb
Remarques/Alias	CHM1; CHM-I; LECT1; BRICD3; MYETS1; CNMD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11061
GeneID	11061
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 75-334 du CNMD humain. (NP_008946.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075829
Poids moléculaire de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace