

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cnn3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15417

Numéro d'article: CM0024631

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CNN3 (Calponine-3) humaine, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la CNN3 (~36 kDa) humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la contraction du muscle lisse et la liaison à l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNN3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CNN3
Espèce	Humain
Identifiant génique (humain)	1266
Identifiant génique	1266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-329 de la CNN3 humaine (NP_001830.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15417
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac isotherme