

Anticorps Polyclonal Anti-Cnnm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nru3

Numéro d'article: CM0020112

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le transporteur de métaux CNNM1 (ACDP1, CLP-1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène : protéine de fusion recombinante couvrant les acides aminés 692-951 du CNNM1 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNNM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACDP1 ; CLP-1 ; CNNM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26507
GeneID	26507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 692-951 du CNNM1 humain (NP_065081.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRU3
Poids protéique	104 kDa
Expédition	Sac de glace