


Anticorps Polyclonal Anti-Cnnm4/Acdp4 Pour Wb, Elisa - Q6P4Q7

Numéro d'article: CM0024569



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CNNM4 (ACDP4) humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des métaux, la biominéralisation et la fonction rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNNM4 pAb de lapin
Remarques / Alias	ACDP4; CNNM4
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	26504
ID du gène	26504
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700 et 775 de la CNNM4 humaine (NP_064569.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P4Q7
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace