

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cnot1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - A5Ykk6

Numéro d'article: CM0030018



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le CNOT1 humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît le CNOT1 humain et murin. Idéal pour étudier les mécanismes de déadénylation des ARNm et de régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CNOT1
Remarques/Alias	NOT1 ; CDC39 ; HPE12 ; NOT1H ; VIBOS ; AD-005 ; CNOT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23019
Identifiant du gène	23019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2137-2376 du CNOT1 humain (NP_057368.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	A5YKK6
Poids moléculaire de la protéine	267 kDa
Expédition	Sac de glace