


Anticorps Polyclonal Anti-Cnot8 Pour Wb, Elisa - Q9Uff9

Numéro d'article: CM0027527



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CNOT8 pour WB et ELISA. Détecte le CNOT8 humain et murin, une sous-unité catalytique du complexe CCR4-NOT impliquée dans la déadénylation des ARNm et le contrôle traductionnel. Convient pour la biologie moléculaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CNOT8
Remarques/Alias	CAF1; POP2; CALIF; Caf1b; hCAF1; CNOT8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9337
GeneID	9337
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-292 du CNOT8 humain (NP_004770.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UFF9
Poids protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace