


Anticorps Polyclonal Anti-Cnpase Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09543

Numéro d'article: CM0019398



Introduction

Anticorps polyclonal contre la CNPase humaine (CNP) validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, souris et rat. Idéal pour la neurobiologie, la recherche sur la myéline et les études antivirales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	CNPase Lapin pAb
Remarques/Alias	CNP1; HLD20; CNPase
Espèce	Humain
ID de gène	1267
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 152-421 de la CNPase humaine (NP_149124.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09543
Poids moléculaire	48kDa
Expédition	Sac de glace