


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cnpase Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09543

Numéro d'article: CM0003321



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant la CNPase humaine (P09543), validé pour le WB, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA avec une réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie de la myéline et en virologie antivirale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AcM de lapin anti-CNPase                                                                                                                          |
| Remarques/Alias             | CNP1 ; HLD20 ; CNPase                                                                                                                             |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                            |
| GenelD (Humain)             | 1267                                                                                                                                              |
| GenelD                      | 1267                                                                                                                                              |
| Immunogène                  | Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 322 et 421 de la CNPase humaine (P09543) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                             |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                                             |
| Application                 | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                                               |
| SWISS                       | P09543                                                                                                                                            |
| Poids moléculaire protéique | 48 kDa                                                                                                                                            |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                                      |