


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cnpase Pour Wb, If-P, Elisa - P09543

Numéro d'article: CM0014807



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la CNPase humaine (également connue sous les noms CNP1/CNP). Validé pour la WB, l'IF-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat, il convient aux recherches sur la myéline, la neurodégénérescence et les infections antivirales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNPase Rabbit pAb
Remarques/Alias	CNP1 ; HLD20 ; CNPase
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1267
GenelD	1267
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-421 de la CNPase humaine (NP_149124.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P09543
Poids moléculaire	48 kDa
Expédition	Sac de glace