

Anticorps Polyclonal Anti-Cnpy2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2B0

Numéro d'article: CM0012995

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CNPY2 humain (MSAP, TMEM4, ZSIG9), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur la croissance neuritique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNPY2 pAb de lapin
Remarques/Alias	MSAP ; TMEM4 ; ZSIG9 ; HP10390 ; CNPY2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10330
ID du gène	10330
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 182 de CNPY2 humain (NP_055070.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9Y2B0
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Sac de glace