

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cnpy3 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Bt09

Numéro d'article: CM0025063

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CNPY3 humaine (PRAT4A), validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Essentiel pour les études sur l'immunité innée et le repliement des protéines du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNPY3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAG4A; DEE60; ERDA5; TNRC5; EIEE60; PRAT4A; CNPY3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10695
GenelD	10695
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-278 de la CNPY3 humaine (NP_006577.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BT09
Poids protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace