


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cnr1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21554

Numéro d'article: CM0016536



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CNR1 (CB1) humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur les récepteurs aux cannabinoïdes en neurosciences et dans les études métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CB1; CNR; CB-R; CB1A; CB1R; CANN6; CB1K5; CNR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1268
GeneID	1268
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 401-472 du CNR1 humain (NP_001153698.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21554
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace