

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cntd1 Pour Wb, Elisa - Q8N815

Numéro d'article: CM0019607

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CNTD1 validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Détection spécifique de la protéine CNTD1 (Cyclin N-terminal domain-containing protein 1) pour la recherche sur la méiose et la formation des crossings-over.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNTD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CNTD; COSA1; CNTD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	124817
GeneID	124817
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la CNTD1 humaine (NP_001317151.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N815
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sachet de glace