


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cntf Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P26441

Numéro d'article: CM0023835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CNTF validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Détecte le CNTF chez l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la survie neuronale, la différenciation et la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CNTF
Remarques/Alias	HCNTF; CNTF
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1270
ID du gène	1270
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 24 et 74 du CNTF humain (NP_000605.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26441
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace