

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cntfr Pour Wb, Elisa - P26992

Numéro d'article: CM0029828



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CNTFR humain, adapté pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Permet l'étude de la signalisation CNTF, de la survie des motoneurones et des mécanismes de neuroprotection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNTFR Lapin pAb
Remarques/Alias	CNTFR
Espèce	Humain
GeneID	1271
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-342 du CNTFR humain (NP_671693.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26992
Poids moléculaire	41kDa
Expédition	Sac de glace