


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cntn1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12860

Numéro d'article: CM0023601



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CNTN1, également connu sous le nom de F3/GP135, validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de recherche sur le développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CNTN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	F3; GP135; MYPCN; CMYP12; CNTN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1272
GeneID	1272
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du CNTN1 humain (NP_778203.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12860
Poids Protéique	113kDa
Expédition	Sac de glace