

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cntn3 Pour Wb, Elisa - Q9P232

Numéro d'article: CM0016179



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CNTN3 (Contactin-3, BIG-1, PANG) humaine, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion des cellules neuronales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNTN3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PCS ; PANG ; BIG-1 ; CNTN3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5067
GeneID	5067
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-110 de la CNTN3 humaine (NP_065923.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9P232
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sac de glace