

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Facteur X De La Coagulation (F10) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00742

Numéro d'article: CM0015514



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur X de la coagulation humaine (F10). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur l'hémostase, la thrombose et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	F10 Lapin pAb
Remarques/Alias	FX; FXA; F10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2159
GeneID	2159
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-488 du F10 humain (NP_000495.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00742
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace