


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Coch Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43405

Numéro d'article: CM0030670



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cochline humaine (COCH/COCH5B2), validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Exprimé dans l'oreille interne, la cochline régule la forme et la motilité cellulaires. Idéal pour la recherche sur l'audition.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COCH Lapin pAb
Remarques/Alias	DFNA9; COCH5B2; DFNB110; COCH-5B2; COCH
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	1690
ID de gène	1690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-260 du COCH humain (NP_001128530.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43405
P>Poids moléculaire	59kDa
Expédition	Sac de glace