

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cofiline Pour Wb, Elisa - P23528

Numéro d'article: CM0008660



### Introduction

L'anticorps monoclonal lapin anti-Cofiline de CamelBio cible la Cofiline-1 humaine (P23528) avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour WB et ELISA, il facilite l'étude de la dynamique de l'actine, la migration cellulaire et le développement embryonnaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Cofiline mAb lapin                                                                                                   |
| Remarques / Alias    | CFL ; cofiline ; HEL-S-15 ; Cofilin                                                                                  |
| Espèce               | Humaine                                                                                                              |
| ID du gène           | 1072 (Humain)                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Cofiline humaine (P23528) |
| Source               | Lapin                                                                                                                |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                  |
| SWISS                | P23528                                                                                                               |
| Poids de la protéine | 19 kDa                                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                         |