

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cog2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14746

Numéro d'article: CM0027737

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin ciblant COG2 (Q14746), une sous-unité du complexe oligomérique conservé de Golgi, essentielle à la morphologie et à la fonction de l'appareil de Golgi. Validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le trafic golgien et les troubles congénitaux de la glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-COG2
Remarques/Alias	LDLC ; CDG2Q ; COG2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	22796
GenelD	22796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la COG2 humaine (NP_031383.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14746
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace