

Anticorps Polyclonal Anti-Cog3 Pour Wb, Elisa - Q96Jb2

Numéro d'article: CM0021386

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COG3 humain (SEC34), validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études sur le transport golgien. 94 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COG3 pAb de lapin
Remarques / Alias	SEC34 ; COG3
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène	83548 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 du COG3 humain (NP_113619.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96JB2
Poids moléculaire de la protéine	94kDa
Expédition	Sac de glace