


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cog4 Pour Wb, Elisa - Q9H9E3

Numéro d'article: CM0014176



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le COG4 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction de l'appareil de Golgi, de l'assemblage du complexe SNARE-pin et du transport rétrograde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COG4 pAb de lapin
Remarques/alias	COD1 ; CDG2J ; SWILS ; COG4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	25839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-410 du COG4 humain (NP_056201.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9H9E3
Poids moléculaire	89 kDa
Expédition	Poche de glace